

容器番号	容 器	備 考	容器番号	容 器	備 考
01	汎用容器(分離剤入り)		02	汎用容器	
	容量	6mL・8.5mL		容量	4mL・10mL
	添加剤	凝固促進剤		添加剤	_____
	保管方法	常		保管方法	常
	有効期間	容器および箱表示		有効期間	
	主な検査項目			主な検査項目	血清, 血漿提出用
03	汎用容器(分離剤なし)		04	グルコース・HbA1c用容器	
	容量	5.5mL・9mL		採取量	2mL
	添加剤	凝固促進剤		添加剤	NaF EDTA-2Na
	保管方法	常		保管方法	常
	有効期間	容器および箱表示		有効期間	容器および箱表示
	主な検査項目	血中薬物濃度 (血清の場合)		主な検査項目	グルコース HbA1c
05	アンモニア用容器		06	乳酸・ピルビン酸用容器	
	採取量	1mL		採取量	1mL
	添加剤	除蛋白液 4mL (タンゲステン酸Na, リン酸)		添加剤	除蛋白液 1mL (0.8N過塩素酸)
	保管方法	常		保管方法	冷
	有効期間	外袋表示		有効期間	容器表示
	主な検査項目	血中アンモニア		主な検査項目	乳酸 ピルビン酸
(アルミ包装)			(前処理用) (提出用)		

容器取り扱い・保管上のご注意

有効期間は包装開封前のものです。

検査でご使用になる容器のうち、特に添加剤を含むものについては、その取り扱い・保管に十分なご注意ください。

- ・小児や患者の手の届かないところに保管してください。
- ・誤飲しないように取り扱い・保管には注意してください。
- ・誤って飲み込んだ場合、直ちに医師へ連絡をしてください。
- ・ご使用の際は、手足や皮膚、特に眼にかからないように注意してください。
- ・眼に入った場合は、直ちに流水でよく洗い、医師の診断を受けてください。
- ・皮膚に触れた場合には、石けんを使ってよく洗ってください。

容器一覧

容器番号	容器	備考
------	----	----

07 免疫抑制剤用容器

	採取量 5mL
	添加剤 EDTA-2Na
	保管方法 常 有効期間 容器および箱表示
	主な検査項目 シクロスポリン タクロリムス シロリムス エベロリムス

容器番号	容器	備考
------	----	----

08 アプロチニン容器

	採取量 2mL・3mL
	添加剤 EDTA-2Na アプロチニン
	保管方法 常 有効期間 容器および箱表示
	主な検査項目 hANP

10 ヘパリン容器

	採取量 4mL・9mL
	添加剤 ヘパリンNa
	保管方法 常 有効期間 容器および箱表示
	主な検査項目 アミノ酸分析 微量金属 染色体検査 その他

13 血液学容器

	採取量 2mL・3mL・4mL
	添加剤 EDTA-2K
	保管方法 常 有効期間 容器および箱表示
	主な検査項目 末梢血液一般検査 血液像 血液型 直接クームス試験 遺伝子検査, その他

14 内分泌学用容器

	採取量 5.5mL
	添加剤 EDTA-2Na
	保管方法 常 有効期間 容器および箱表示
	主な検査項目 レニン, サイクリックAMP 遺伝子検査, その他

15 血液凝固検査用容器

	採取量 1.8mL
	添加剤 3.2%クエン酸Na 0.2mL
	保管方法 常 有効期間 容器および外袋表示
	主な検査項目 凝固因子活性 PT, APTT, FIB AT, 血中FDP その他

容器取り扱い・保管上のご注意

有効期間は包装開封前のものです。

検査でご使用になる容器のうち、特に添加剤を含むものについては、その取り扱い・保管に十分なご注意をお願いします。

- ・小児や患者の手の届かないところに保管してください。
- ・ご使用の際は、手足や皮膚、特に眼にかからないように注意してください。
- ・誤飲しないように取り扱い・保管には注意してください。
- ・眼に入った場合は、直ちに流水でよく洗い、医師の診断を受けてください。
- ・誤って飲み込んだ場合、直ちに医師へ連絡をしてください。
- ・皮膚に触れた場合には、石けんを使ってよく洗ってください。

容器 番号	容 器	備 考	容器 番号	容 器	備 考
16	尿中C-ペプチド用容器	容量 10mL 添加剤 ※全尿保存の場合は必ず専用保存剤を添加して下さい。 保管方法 常 有効期間 容器表示 主な検査項目 尿中C-ペプチド	17	EGFR(血漿)用容器	採取量 6mL 添加剤 EDTA-2K 保管方法 常 有効期間 容器表示 主な検査項目 EGFR遺伝子変異解析 コバスv2
18	尿中FDP用容器	採取量 2mL 添加剤 抗プラスミン剤 保管方法 常 有効期間 容器および外袋表示 主な検査項目 尿中FDP	19	β-TG, PF-4用容器	採取量 2.7mL 添加剤 テオフィリン, アデノシン, ジピリダモール, クエン酸, クエン酸Na 保管方法 常 遮 有効期間 容器および外袋表示 主な検査項目 β-トロンボグロブリン 血小板第4因子
20	プレパレート	容量 _____ 添加剤 _____ 保管方法 常 有効期間 _____ 主な検査項目 血液像 細胞診	21	リンパ球保存容器	採取量 8.0mL 添加剤 CPD 保管方法 常 有効期間 容器および外袋表示 主な検査項目 細胞性免疫

容器取り扱い・保管上のご注意

有効期間は包装開封前のもので、

検査でご利用になる容器のうち、特に添加剤を含むものについては、その取り扱い・保管に十分なご注意ください。

- ・小児や患者の手の届かないところに保管してください。
- ・誤飲しないように取り扱い・保管には注意してください。
- ・誤って飲み込んだ場合、直ちに医師へ連絡をしてください。

- ・ご使用の際は、手足や皮膚、特に眼にかからないように注意してください。
- ・眼に入った場合は、直ちに流水でよく洗い、医師の診断を受けてください。
- ・皮膚に触れた場合には、石けんを使ってよく洗ってください。

容器一覧

容器番号	容器	備考
------	----	----

22	骨髓液保存容器
 採取量 下記のとおり 添加剤 保存液 2mL (RPMI1640 子牛血清) 保管方法 冷 凍 有効期間 外袋表示 主な検査項目 染色体検査 (採取量0.5mL) 遺伝子検査 (各検査項目の要項 に記載) 冷蔵の場合、1カ月保存可能 (ただし、外袋表示の使用期限内)	

容器番号	容器	備考
------	----	----

23	結石用容器
	容量 _____
	添加剤 _____
	保管方法 常
	有効期間
	主な検査項目 結石鑑別

24	組織提出用容器
	容量 _____
	添加剤 _____
	保管方法 常 有効期間 _____
	主な検査項目 _____

25	尿一般容器	
	容量 10mL	
	添加剤 _____	
	保管方法 有効期間	常
	主な検査項目 尿一般検査	

27	滅菌スピッツ管
	容量 10mL
	添加剤 _____
	保管方法 常
	有効期間
	主な検査項目 尿細菌検査

28	滅菌採水ボトル
	容量
	500mL
	添加剤

	保管方法
	常
	有効期間
	主な検査項目
	微生物学検査
	レジオネラ定量培養

容器取り扱い・保管上のご注意

有効期間は包装開封前のものです。

検査でご使用になる容器のうち、特に添加剤を含むものについては、その取り扱い・保管に十分なご注意をお願いします。

- ・小児や患者の手の届かないところに保管してください。
- ・ご使用の際は、手足や皮膚、特に眼にかからないように注意してください。
- ・誤飲しないように取り扱い・保管には注意してください。
- ・眼に入った場合は、直ちに流水でよく洗い、医師の診断を受けてください。
- ・誤って飲み込んだ場合、直ちに医師へ連絡をしてください。
- ・皮膚に触れた場合には、石けんを使ってよく洗ってください。

容器番号	容器	備考	容器番号	容器	備考
29	採便容器	採取量 3~5g 添加剤 _____ 保管方法 常 有効期間 主な検査項目 糞便検査	30	遺伝子検査用標本スライド容器	採取量 _____ 添加剤 _____ 保管方法 常 有効期間 主な検査項目 EGFR遺伝子変異解析 等癌関連遺伝子検査 肺がんALK《FISH法》
31	便中ヘモグロビン採便管	採取量 約0.5g 添加剤 HEPES アジ化ナトリウム(0.095w/v%) 水酸化ナトリウム(0.040w/v%) 塩化ナトリウム 保管方法 常 有効期間 容器および外袋表示 主な検査項目 便中ヘモグロビン 《ラテックス》	32	呼気採取バッグ	採取量 各250mL 添加剤 _____ 保管方法 常 有効期間 主な検査項目 尿素呼気試験《IR》
33	カルプロテクチン採便セット	採取量 1g 添加剤 _____ 保管方法 常 有効期間 主な検査項目 便中カルプロテクチン	35	嫌気培養用輸送容器(シードチューブ)	容量 _____ 培地 メチレンブルー寒天 保管方法 常 有効期間 外箱表示 主な検査項目 微生物学検査 (嫌気性菌)

容器取り扱い・保管上のご注意

有効期間は包装開封前のものです。

検査でご利用になる容器のうち、特に添加剤を含むものについては、その取り扱い・保管に十分なご注意をお願いします。

- ・小児や患者の手の届かないところに保管してください。
- ・誤飲しないように取り扱い・保管には注意してください。
- ・誤って飲み込んだ場合、直ちに医師へ連絡をしてください。

- ・ご使用の際は、手足や皮膚、特に眼にかからないように注意してください。
- ・眼に入った場合は、直ちに流水でよく洗い、医師の診断を受けてください。
- ・皮膚に触れた場合には、石けんを使ってよく洗ってください。

容器一覧

容器番号	容 器	備 考
------	-----	-----

36	トリコモナス培地	
		容量 _____
		培地 トリコモナス
		保管方法 冷 有効期間 容器表示
		主な検査項目 微生物学検査 (トリコモナス)

容器番号	容 器	備 考
------	-----	-----

37	カルチャーボトル	
		容量 各30mL
		培地 精製水, 消化ブロス, 酵母エキス, アミノ酸他
		保管方法 常 有効期間 容器表示
		主な検査項目 微生物学検査

38	細菌検査用採便容器	
		容量 _____
		培地 Cary-Blair
		保管方法 常 有効期間 外箱表示
		主な検査項目 微生物学検査

39	細菌検査用スワブ(一般細菌用)	
		採取量 _____
		培地 改良アミーズ培地
		保管方法 常 有効期間 容器および外袋表示
		主な検査項目 微生物学検査

40	細菌検査用スワブ(耳鼻咽頭用)	
		採取量 _____
		培地 改良アミーズ培地
		保管方法 常 有効期間 容器および外袋表示
		主な検査項目 微生物学検査 (耳, 目, 鼻咽腔などからの 材料)

41	滅菌綿棒	
		採取量 _____
		添加剤 _____
		保管方法 常 有効期間 外袋および外箱表示
		主な検査項目

容器取り扱い・保管上のご注意

有効期間は包装開封前のものです。

検査でご使用になる容器のうち、特に添加剤を含むものについては、その取り扱い・保管に十分なご注意をお願いします。

- ・小児や患者の手の届かないところに保管してください。
- ・誤飲しないように取り扱い・保管にはご注意ください。
- ・誤って飲み込んだ場合、直ちに医師へ連絡をしてください。
- ・ご使用の際は、手足や皮膚、特に眼にかからないように注意してください。
- ・眼に入った場合は、直ちに流水でよく洗い、医師の診断を受けてください。
- ・皮膚に触れた場合には、石けんを使ってよく洗ってください。

容器番号	容器	備考	容器番号	容器	備考
42	ピロニック®用呼気採取チューブ	採取量 各12mL 添加剤 _____ 保管方法 常 有効期間 外箱表示 主な検査項目 尿素呼気試験 (ピロニック®)	43	組織保存容器(RNA安定化剤入り)	容量 _____ 添加剤 RNA安定化剤 保管方法 常 有効期間 容器表示 主な検査項目 mRNA検査
44	組織片容器	容量 10mL・20mL 添加剤 _____ 保管方法 常 有効期間 _____ 主な検査項目 病理組織検査	45	HP培地	容量 _____ 培地 チオグリコール酸 (その他 選択剤, 発育支持剤) 保管方法 冷 有効期間 外箱表示 主な検査項目 ヘリコバクター・ ピロリ
46	YM式喀痰管	容量 50mL 添加剤 エタノール, ポリエチレングリコール 保管方法 常 遮 有効期間 外箱表示 主な検査項目 喀痰細胞診	47	婦人科自己採取容器	採取量 _____ 添加剤 エタノール 保管方法 常 有効期間 容器表示 主な検査項目 婦人科細胞診

容器取り扱い・保管上のご注意

有効期間は包装開封前のものです。

検査でご利用になる容器のうち、特に添加剤を含むものについては、その取り扱い・保管に十分ご注意ください。

- ・小児や患者の手の届かないところに保管してください。
- ・誤飲しないように取り扱い・保管には注意してください。
- ・誤って飲み込んだ場合、直ちに医師へ連絡をしてください。
- ・ご使用の際は、手足や皮膚、特に眼にかからないように注意してください。
- ・眼に入った場合は、直ちに流水でよく洗い、医師の診断を受けてください。
- ・皮膚に触れた場合には、石けんを使ってよく洗ってください。

容器一覧

容器番号	容器	備考
------	----	----

49	唾液中コルチゾール・sIgA用容器	
	採取量	_____
	添加剤	_____
	唾液採取用のスポンジ (綿)入り	
	保管方法	常
	有効期間	外袋表示
	主な検査項目	
唾液中コルチゾール 唾液中sIgA		

容器番号	容器	備考
------	----	----

50	滅菌チューブ	
	容量 50mL	
	添加剤 _____	
	保管方法 有効期間	常
	主な検査項目 透析液定量培養	

51	血中エンドトキシン・β-D-グルカン用容器	
	採取量	3mL
	添加剤	ヘパリン Na
	保管方法	常
	有効期間	容器および箱表示
	主な検査項目	エンドトキシン定量 (1→3)-β-D-グルカン

52	PA-IgG用容器
	
〔アルミ包装〕	
採取量	8mL
添加剤	ACD-A液
保管方法	常
有効期間	容器および外袋表示
主な検査項目	
PA-IgG	

54	ウイルス分離・同定用容器	
	採取量	_____
	添加剤	0.5%BSA含有ピヨ ンゲンタマイシン
	保管方法	凍
	有効期間	容器表示
	主な検査項目	ウイルス分離・同定

55	感染症遺伝子増幅検査用容器	
	容量	15mL
	添加剤	
	保管方法	常
	有効期間	
	主な検査項目	
結核菌群同定 MAC同定-DNA		

容器取り扱い・保管上のご注意

有効期間は包装開封前のものです。

検査でご使用になる容器のうち、特に添加剤を含むものについては、その取り扱い・保管に十分なご注意をお願いします。

- ・小児や患者の手の届かないところに保管してください。
- ・ご使用の際は、手足や皮膚、特に眼にかからないように注意してください。
- ・誤飲しないように取り扱い・保管には注意してください。
- ・眼に入った場合は、直ちに流水でよく洗い、医師の診断を受けてください。
- ・誤って飲み込んだ場合、直ちに医師へ連絡をしてください。
- ・皮膚に触れた場合には、石けんを使ってよく洗ってください。

容器番号	容器	備考	容器番号	容器	備考
56	HSV抗原容器	容量 添加剤 保管方法 常 有効期間 外袋表示 主な検査項目 単純ヘルペスウイルス特異抗原	57	STD遺伝子増幅検査用容器(ぬぐい液用)	採取量 添加剤 保管方法 常 有効期間 外袋表示 主な検査項目 STDマイコプラズマ同定
58	ビタミンC用容器	採取量 0.5mL 添加剤 0.8N過塩素酸 保管方法 冷 有効期間 容器表示 主な検査項目 ビタミンC	59	金属分析用容器(尿)	容量 10mL 添加剤 保管方法 常 有効期間 容器表示 主な検査項目 尿中铁, 尿中銅, 亜鉛 マンガン, クロム 水銀
60	糞便アメーバ用容器	採取量 3~5g 添加剤 ※10%ホルマリン液を 入れてご提出ください。 保管方法 常 有効期間 外袋表示 主な検査項目 糞便アメーバ検査	61	HPV容器(ハイブリッドキャプチャー法)	採取量 添加剤 トリスヒドロキシメチルアミノメタン, EDTA, アジ化ナトリウム(0.1%未満), 塩 保管方法 常 有効期間 容器表示 主な検査項目 HPV-DNA同定 《ハイブリッドキャプチャー法》

容器取り扱い・保管上のご注意

有効期間は包装開封前のものです。

検査でご使用になる容器のうち、特に添加剤を含むものについては、その取り扱い・保管に十分なご注意をお願いします。

- ・小児や患者の手の届かないところに保管してください。
- ・誤飲しないように取り扱い・保管にはご注意ください。
- ・誤って飲み込んだ場合、直ちに医師へ連絡をしてください。

- ・ご使用の際は、手足や皮膚、特に眼にかからないように注意してください。
- ・眼に入った場合は、直ちに流水でよく洗い、医師の診断を受けてください。
- ・皮膚に触れた場合には、石けんを使ってよく洗ってください。

容器一覧

容器番号	容器	備考	容器番号	容器	備考
62	ウイルス遺伝子検査用容器(5mL管)		63	透析用容器	
	容量	5mL		容量	8mL
	添加剤	凝固促進剤		添加剤	トロンビン トロンビン様酵素
	保管方法	常		保管方法	常
	有効期間	容器および箱表示		有効期間	容器および箱表示
・ラベルを貼っていない容器もあります		主な検査項目	主な検査項目		透析患者血清提出用
		高感度HBs抗原 HBV-DNA定量 HCV-RNA定量 《TaqManPCR法》 HIV-抗原・抗体			
64	遮光容器(血液)		65	遮光容器(血清)	
	採取量	5mL		容量	10mL
	添加剤	ヘパリン Na		添加剤	
	保管方法	常		保管方法	常
	有効期間	容器および箱表示		有効期間	
主な検査項目		コプロポルフィリン 赤血球プロトポルフィリン	主な検査項目		ビタミンA, B ₆ , E ICG
66	遮光容器(尿)		68	金属分析用容器(血清)	
	容量	10mL		採取量	3mL
	添加剤			添加剤	凝固促進剤
	保管方法	常		保管方法	常
	有効期間			有効期間	容器および箱表示
主な検査項目		ポルフィリン関連 ビリルビン定性 ウロビリノーゲン定性	主な検査項目		亜鉛, セレン アルミニウム マンガン, ニッケル クロム

容器取り扱い・保管上のご注意

有効期間は包装開封前のものです。

検査でご利用になる容器のうち、特に添加剤を含むものについては、その取り扱い・保管に十分なご注意をお願いします。

- ・小児や患者の手の届かないところに保管してください。
- ・誤飲しないように取り扱い・保管には注意してください。
- ・誤って飲み込んだ場合、直ちに医師へ連絡をしてください。
- ・ご使用の際は、手足や皮膚、特に眼にかからないように注意してください。
- ・眼に入った場合は、直ちに流水でよく洗い、医師の診断を受けてください。
- ・皮膚に触れた場合には、石けんを使ってよく洗ってください。

容器番号	容 器	備 考	容器番号	容 器	備 考
69	採痰管	容量 30mL 添加剤 _____ 保管方法 常 有効期間 外袋表示 主な検査項目 微生物学検査(喀痰)	70	透析液エンドトキシン用容器	採取量 4mL 添加剤 0.64%トリエタノールアミン 0.16%ポリエチレングリコール 0.01Mクエン酸三ナトリウム 保管方法 冷 有効期間 容器表示 主な検査項目 透析液中エンドトキシン
71	顆粒球エラストーゼ用容器	採取量 _____ 添加剤 抽出液 (リン酸バッファー) 保管方法 冷 有効期間 外袋表示 主な検査項目 子宮頸管粘液中顆粒球 エラストーゼ	72	クリプトスポリジウム抗原(糞便)用容器	容量 _____ 添加剤 _____ 保管方法 常 有効期間 _____ 主な検査項目 クリプトスポリジウム抗原
73	尿中ミオグロビン用容器	採取量 6mL 添加剤 二亜硫酸ナトリウム, プロクリン, EDTA-3Na 保管方法 常 有効期間 容器表示 主な検査項目 尿中ミオグロビン 2つのラインの間まで尿を 入れてください	74	HPV簡易ジェノタイプ(9種判別)提出用容器	採取量 0.5mL 添加剤 1.7M of a Tris/Sodium Chloride solution with surfactant and preservative 保管方法 常 有効期間 容器表示 主な検査項目 HPV簡易ジェノタイプ 判定(9種判別)

容器取り扱い・保管上のご注意

有効期間は包装開封前のもので、

検査でご使用になる容器のうち、特に添加剤を含むものについては、その取り扱い・保管に十分ご注意ください。

- ・小児や患者の手の届かないところに保管してください。
- ・誤飲しないように取り扱い・保管には注意してください。
- ・誤って飲み込んだ場合、直ちに医師へ連絡をしてください。
- ・ご使用の際は、手足や皮膚、特に眼にかからないように注意してください。
- ・眼に入った場合は、直ちに流水でよく洗い、医師の診断を受けてください。
- ・皮膚に触れた場合には、石けんを使ってよく洗ってください。

容器一覧

容器番号	容器	備考
------	----	----

75	尿中Ⅳ型コラーゲン用容器
	採取量 5mL
	添加剤 1.5M Tris-HCl
	保管方法 常 有効期間 容器表示
	主な検査項目 尿中Ⅳ型コラーゲン

容器番号	容器	備考
------	----	----

76	便中H.ピロリ抗原用採便管
	採取量 _____
	添加剤 ホウ酸
	保管方法 常 有効期間 容器表示
	主な検査項目 便中ヘリコバクター・ピロリ抗原

77	BALF中リンパ球保存容器
	採取量 5mL
	添加剤 RPMI1640
	保管方法 凍 有効期間 外袋表示
	主な検査項目 BALF中細胞表面マーカー検査

78	リンパ節・組織保存容器
	採取量 _____
	添加剤 保存液 6mL (RPMI1640 子牛血清)
	保管方法 冷 有効期間 外袋表示
	主な検査項目 染色体検査

79	ウイルス遺伝子検査用容器(8mL管)
	容量 8mL
	添加剤 凝固促進剤
	保管方法 常 有効期間 容器および箱表示
	主な検査項目
・ラベルを貼っていない容器もあります	

80	TaqManPCR法用容器(血漿)
	採取量 8mL
	添加剤 EDTA-2K
	保管方法 常 有効期間 容器および箱表示
	主な検査項目 HIV-1 RNA定量 《TaqManPCR法》 サイトメガロウイルス(CMV) 核酸定量《TaqManPCR法》
・ラベルを貼っていない容器もあります	

容器取り扱い・保管上のご注意

有効期間は包装開封前のものです。

検査でご使用になる容器のうち、特に添加剤を含むものについては、その取り扱い・保管に十分なご注意をお願いします。

- ・小児や患者の手の届かないところに保管してください。
- ・ご使用の際は、手足や皮膚、特に眼にかからないように注意してください。
- ・誤飲しないように取り扱い・保管には注意してください。
- ・眼に入った場合は、直ちに流水でよく洗い、医師の診断を受けてください。
- ・誤って飲み込んだ場合、直ちに医師へ連絡をしてください。
- ・皮膚に触れた場合には、石けんを使ってよく洗ってください。

容器番号	容 器	備 考	容器番号	容 器	備 考
81	液状細胞診(LBC)婦人科用(ThinPrep)	採取量 添加剤 メタノール含有 保管方法 常 有効期間 容器表示 主な検査項目 HPV型別  ThinPrep®	82	液状細胞診(LBC)婦人科用(SurePath)	採取量 添加剤 エタノール, メタノール, イソプロパノール 保管方法 常 有効期間 容器表示 主な検査項目 LBC婦人科  SurePath®
83	液状細胞診(LBC)婦人科以外用	採取量 添加剤 固定液 保管方法 常 有効期間 容器表示 主な検査項目 LBC口腔 	84	ビタミンB ₁ , B ₂ 用容器	採取量 4mL 添加剤 EDTA-2Na 保管方法 常 有効期間 容器および箱表示 主な検査項目 ビタミンB₁ ビタミンB₂ 
85	クラミジア・淋菌(TaqManPCR)用(ぬぐい液用)	採取量 添加剤 塩酸グアニジン 保管方法 常 有効期間 容器および箱表示 主な検査項目 クラミジア核酸同定 淋菌核酸同定 《TaqManPCR法》 	86	クラミジア・淋菌(TaqManPCR)用(尿・うがい液用)	採取量 4.5mL 添加剤 塩酸グアニジン 保管方法 常 有効期間 容器および箱表示 主な検査項目 クラミジア核酸同定 淋菌核酸同定 《TaqManPCR法》 

容器取り扱い・保管上のご注意

有効期間は包装開封前のものです。

検査でご使用になる容器のうち、特に添加剤を含むものについては、その取り扱い・保管に十分なご注意をお願いします。

- ・小児や患者の手の届かないところに保管してください。
- ・誤飲しないように取り扱い・保管には注意してください。
- ・誤って飲み込んだ場合、直ちに医師へ連絡をしてください。
- ・ご使用の際は、手足や皮膚、特に眼にかからないように注意してください。
- ・眼に入った場合は、直ちに流水でよく洗い、医師の診断を受けてください。
- ・皮膚に触れた場合には、石けんを使ってよく洗ってください。

容器一覧

容器番号	容器	備考
------	----	----

87	感染性ぶどう膜炎マルチ検査用容器
	容量 75μL
	添加剤 _____
	保管方法 常 有効期間 外袋表示
	主な検査項目 感染性ぶどう膜炎 マルチスクリーニング

容器番号	容器	備考
------	----	----

88	タウ蛋白・アミロイドβ用容器
	容量 3.4mL
	添加剤 _____
	保管方法 常 有効期間 外袋表示
	主な検査項目 タウ蛋白 リン酸化タウ蛋白 アミロイドβ (1-40) アミロイドβ (1-42)

89	遺伝子検査用容器
	採取量 7mL
	添加剤 EDTA-2Na
	保管方法 常 有効期間 容器および箱表示
	主な検査項目 遺伝子検査

90	癌胎児性フィブロンネクチン用容器
	採取量 _____
	添加剤 抽出液
	保管方法 常 有効期間 外袋表示
	主な検査項目 頸管腔分泌液中癌胎児性 フィブロンネクチン

91	呼吸器マルチ検査用容器
	採取量 _____
	添加剤 ハンス平衡塩類, HEPES緩衝液他
	保管方法 常 有効期間 容器表示
	主な検査項目 呼吸器病原体マルチ スクリーニング

97	ウイルス遺伝子検査用容器(血清用)
	容量 5mL
	添加剤 凝固促進剤
	保管方法 常 有効期間 容器および外袋表示
	主な検査項目 HBV-DNA定量, HCV-RNA定量 《TaqManPCR法》

容器取り扱い・保管上のご注意

有効期間は包装開封前のものです。

検査でご利用になる容器のうち、特に添加剤を含むものについては、その取り扱い・保管に十分なご注意をお願いします。

- ・小児や患者の手の届かないところに保管してください。
- ・誤飲しないように取り扱い・保管にはご注意ください。
- ・誤って飲み込んだ場合、直ちに医師へ連絡をしてください。
- ・ご使用の際は、手足や皮膚、特に眼にかからないように注意してください。
- ・眼に入った場合は、直ちに流水でよく洗い、医師の診断を受けてください。
- ・皮膚に触れた場合には、石けんを使ってよく洗ってください。

容器取り扱い・保管上のご注意
有効期間は包装開封前のもです。
検査でご使用になる容器のうち、特に添加剤を含むものについては、その取り扱い・保管に十分ご注意ください。

・小児や患者の手の届かないところに保管してください。	・ご使用の際は、手足や皮膚、特に眼にからさないようご注意ください。
・誤飲しないように取り扱い・保管にはご注意ください。	・眼に入った場合は、直ちに流水でよく洗い、医師の診断を受けてください。
・誤って飲み込んだ場合、直ちに医師へ連絡をしてください。	・皮膚に触れた場合には、石けんを使ってよく洗ってください。